

Sistema de Crioterapia OSSUR

Terapia en Frío COLD RUSH COMPACT



- El sistema consiste en un **motor**, una **hielera** y un **Pad** para la aplicación de la terapia en frío.
- Contamos con pads para las siguientes articulaciones:
 - Rodilla
 - Hombro
 - Tobillo
 - Espalda y cadera

- Sistema de Crioterapia **portátil**, permite aplicar terapia en frío a 0° C de forma continua durante 8 horas.
- **Motor aislado**, evita que se pueda quemar por contacto con agua.
- Ideal para uso en:

- Lesiones deportivas
- Rehabilitación
- Post operatorio de artroscopia y reemplazo articular.
- Traumatismos



ARTROMED

Soluciones Integrales en consumibles médicos

Sierra Nevada #779, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, México, CP 11000

Tel: 5293-0369 E-mail: ventas@artromed-medical.com Página web: www.artromed-consumibles.com


Sistema de Crioterapia OSSUR

Terapia en Frío COLD RUSH COMPACT


- Pad para **Rodilla**



- Pad para **Hombro**



- Pad para **Tobillo**



- Pad para **Espalda**



ARTROMED

Soluciones Integrales en consumibles médicos

Sierra Nevada #779, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, México, CP 11000

Tel: 5293-0369 E-mail: ventas@artromed-medical.com Página web: www.artromed-consumibles.com